


# 卫生间紧急按钮说明书




欢迎选用我公司的卫生间紧急按钮产品！

1/2 产品采用当今最先进的电子通信技术设计，以优良的SMT工艺生产，经过严格的质量保证体系的测试与检验，具有高集成度、高可靠性、高性价比等特点，为值得信赖的医护产品。


## 三、安装说明

### 1、卫生间紧急按钮



1. 将设备安装在86盒上，用两颗螺丝固定
2. 将设备外壳扣上即可安装完毕

### 2、卫生间紧急按钮




1. 将设备安装在86盒上，用两颗螺丝固定
2. 将设备外壳扣上即可安装完毕

## 装箱清单 (表中配件可能根据型号不同而有所增或减)

| 序号 | 名称      | 数量 | 备注   |
|----|---------|----|--|
| 1  | 卫生间紧急按钮 | 1台 |  |
| 2  | 说明书     | 1本 |  |
| 3  | 合格证     | 1张 |  |
| 4  | 配件包     | 1套 | 配件包单独包装，内含：挂板、电源线、电源适配器、配线等。不同型号产品配件包可能有所不同，以实物为准。 |

## 一、产品介绍



## 四、技术参数

| 产品型号  | 1               | 2                  |
|-------|-----------------|--------------------|
| 供电电源  | DC12V           |                    |
| 供电电压  | DC12V           |                    |
| 最大功耗  | 0.1W            |                    |
| 工作温度  | -10° C to 50° C |                    |
| 工作湿度  | 10% to 95%      |                    |
| 联网接口  | -               |                    |
| 安装方式  | 86盒安装           |                    |
| 整机尺寸  | 86*86*15.2mm    | 104.6*104.6*24.7mm |
| 预埋盒尺寸 | -               |                    |

## 五、接口接线说明



1

为维护您的权益，请您认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证：

产品保修卡——用户存根

|       |        |  |
|-------|--------|--|
| 经销商信息 | 经销商名称  |  |
|       | 联系电话   |  |
|       | 产品型号   |  |
|       | 产品编号   |  |
|       | 销售日期   |  |
| 用户信息  | 用户名称   |  |
|       | 联系电话   |  |
|       | 通讯地址   |  |
|       | E-mail |  |

产品保修卡——经销商存根

|       |        |  |
|-------|--------|--|
| 经销商信息 | 经销商名称  |  |
|       | 联系电话   |  |
|       | 产品型号   |  |
|       | 产品编号   |  |
|       | 销售日期   |  |
| 用户信息  | 用户名称   |  |
|       | 联系电话   |  |
|       | 通讯地址   |  |
|       | E-mail |  |